

Fonction	Nom et Qualité	Date	Signature
Rédacteur	M. JUBIN, Cadre de Santé IADE Anesthésie	.././....	
Vérificateurs	Dr PERCHEC, médecin anesthésiste-réanimateur	.././....	<b>Validé</b>
	Mme CLAIREMBAULT, IADE Anesthésie	.././....	
	Dr ISAAC, Pharmacien Chef de service, Pdt COMEDIMS	.././....	
Approbateur	Dr ARNAUD, Chef de service d'Anesthésie-Réanimation Chirurgicale	.././....	

### 1-Objet et Domaine d'application :

Ce protocole a pour objet de définir les modalités d'utilisation de la pompe PCA ( Patient Controlled Analgesia) pour la prise en charge de la douleur pré-opératoire, post-opératoire et/ou aiguë dans les services d'hospitalisation.

### 2-Responsabilités :

La mise en œuvre de ce protocole est réalisée par les IADE, les IDE et les sages-femmes sous la responsabilité des médecins du service d'Anesthésie-Réanimation ou du service concerné.

### 3-Modalités de réalisation :

**TOUJOURS AVOIR LA DILUTION : un milligramme = un millilitre, quelle que soit la taille de la seringue**

Associer DROLEPTAN un demi mg par 10 ml de solution morphinique

### Paramètres prééglés :

#### PROTOCOLE n° 1 (adulte jeune)

Bolus : 1,5 mg  
Période réfractaire : 10 minutes  
Dose maxima / 4 heures : 20 mg  
(*Bolus médecin : 2 mg*)

#### PROTOCOLE n° 2 (patient âgé et/ou fragile)

Bolus : 1 mg  
Période réfractaire : 10 minutes  
Dose maxima / 4 heures : 10 mg  
(*Bolus médecin : 1,5 mg*)

**N.B. : Il est toujours possible de modifier les paramètres prédéfinis sur prescription médicale individualisée.**

Diffusion le : ...../...../.....	Destinataires : Médecins, IADE, IDE, Sages-femmes.
----------------------------------	--